

**Bekanntes Produkt in neuem Ausmaß - außergewöhnliche Form**

**Gewohnte Technologie wie Cutimed® Sorbion® Sachet S**

Dank der bekannten HRT - (Hydration Response Technology) ist Cutimed® Sorbion® Sachet XL **besonders saugstark** und besitzt eine **hohe Retentionskraft**. Es gehört mit allen weiteren Leistungen zur Cutimed® Sorbion® Sachet Familie.



- ✓ Einsatz bei großflächigen Wunden
- ✓ Exsudat - mittel bis sehr stark
- ✓ Einfache Anwendung - nur ein Verband notwendig
- ✓ Optimale Kombination mit der Kompressionstherapie
- ✓ Anpassungsfähig - besondere Konstruktion der Oberfläche (an vier Stellen „gefaltet“)

**Das Herzstück des Cutimed® Sorbion® Sachet XL**

Das Herz ist die spezielle Matrix aus modifizierten Zellulosefasern und Natriumpolyacrylat (Superabsorber). Auf Grund dieser Rezeptur bindet (Retention) das Produkt Wundexsudat, Bakterien und überschüssige MMP's an sich. Weiters wird die Wundumgebung zusätzlich vor Mazeration geschützt.

**Bestellinformation**

Produktname	Größe	Packung	Bestellnummer
Cutimed® Sorbion® Sachet XL	45 x 25 cm	10 Stk.	73240-00

**Brustkorb**

(Mammakarzinom, Verbrennungen, große offene thorakale Wunden)

**Bauchbereich**

(Abdominelle Dehiszenz, offene Abdomen, Verbrennungen)

**Achselbereich**

(Onkologische Wunden, Abszess Spaltungen)

**Sakralbereich**

(Dekubitus, Verbrennungen)

**Oberschenkel**

(Große Spalthautentnahmestelle, Verbrennungen, Unfall Trauma)

**Unterschenkel**

(Ulkus Cruris Venosum, Ulkus Cruris Mixtum, Tumorwunden, Verbrennungen, Lymphödeme)

**Spezielle Herausforderungen brauchen große Lösungen**



sorbion mayrhofer gmbH  
 schwechater straße 37  
 2322 zwölfaxing  
 www.sorbionaustria.at  
 bestellung@sorbionaustria.at  
 tel. +43 (0)1 707 53 90  
 fax. +43 (0)1 707 96 38