

Fixomull® transparent

Transparente, vollflächige Verbandfixierung

Produkt

Fixomull® transparent dient zur großflächigen, wasserdichten Fixierung von Wundauflagen und Salbenverbänden sowie zur schützenden Fixierung von Instrumenten, Sonden, Kathetern und Messgeräten.

Anwendung

- Zur wasserdichten vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, auch im Bereich von Gelenken und Extremitäten
- Zur wasserdichten Fixierung von Instrumenten, Kathetern, Messelementen und Sonden
- Zur hygienischen Fixierung von Salbenverbänden
- Bei Hydrotherapie



Vorteile

- Ermöglicht dem Patienten zu duschen und zu baden
- Schützt die Wunde vor Schmutz und vermindert das Risiko von Infektion durch externe Erreger
- Ermöglicht eine ständige Beobachtung der Wundumgebung
- In verschiedenen Rollenbreiten erhältlich für ein individuelles Zuschneiden



| Produkt | | Größe | Bestell-Nr. | Pharma-Zentral-Nr. | Erstattet über Ost-Vertrag | Inhalt |
|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Fixomull® transparent Transparente, vollflächige Verbandfixierung | Kleinpackung | 2 m x 10 cm | 7221700 | 3048214 | • | 1 Stk. |
| | Standard- packung | 10 m x 5 cm | 7221600 | 3048220 | • | 1 Stk. |
| | | 10 m x 10 cm | 7221601 | 3048237 | • | 1 Stk. |
| | | 10 m x 15 cm | 7221602 | 3048243 | • | 1 Stk. |

LATEX FREE FORMULA Latexfreie Rezeptur